

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO**

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2011 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

16/2011

Data do Processo:

22/07/2011

Folha: 1/1

ANEXO
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	MAMOGRAFO ANALÓGICO NOVO, BRAÇO EM C, POSICIONAMENTO DE ANGULAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO VERTICAL MOTORIZADOS; FAIXA DE MOVIMENTAÇÃO ROTACIONAL DE +195° A -150°, DISTANCIA FOCO RECEPTOR DE IMAGEM (SID): MÍNIMO 65 CM; ROTAÇÃO ISOCÊNTRICA DO BRAÇO, EM TORNO DA MAMA; ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE, NO MÍNIMO, 700MM E 1400MM.GERADOR DE RAIOS X: GERADOR DE RAIOS X DE POTENCIAL CONSTANTE, DE ALTA FREQUÊNCIA TIPO INVERSOR A 25 KHZ, COM OS SEGUINTE RENDIMENTOS MÍNIMOS: POTÊNCIA MÍNIMA: 3,2 KW; FAIXA DE KV: MÍNIMO DE 23 A 35 KV EMPASSOS DE 1 KV; FAIXA DE MAS: MÍNIMO DE 4 MAS A 500 MAS; FAIXA DE MA: 100 MA PARA FOCO GROSSO E 30 MA PARA FOCO FINO; 220-240V 50/60 HZ. TUBO DE RAIOS X: ANODO GIRATÓRIO DE MOLIBDÊNIO; ANODO DE ALTA ROTAÇÃO 9.600 RPM; JANELA DE BERÍLIO; ESPESSURA DOS FOCOS: FOCO FINO DE 0,1 MM E FOCO GROSSO 0,3 MM; CAPACIDADE TÉRMICA DE 300.000 HU; FILTROS: MOLIBDÊNIO E RÓDIO, COM ESPESSURA DE 0,025MM. SISTEMA DE COLIMAÇÃO: AUTOMÁTICA: AJUSTADA AUTOMATICAMENTE APÓS O RECOLHIMENTO DO COMPRESSOR INSTALADO.CONTROLE DE COMPRESSÃO: MANUAL E AUTOMÁTICO, COM AJUSTE FINO. MODOS DE EXPOSIÇÃO: AUTO FILTRO, AUTO KV, AUTO TIME, TEC E MANUAL; POSIÇÃO DA FOTOCÉLULA COM O MÍNIMO DE 7 POSIÇÕES, FORMATO DO FILME 18X24 CM. BUCKY: DIMENSÕES: 01 UNIDADE 18X24 CM E 01 UNIDADE 24X30 CM; GRADE LINEAR ANTI-DIFUSORA; RATIO 5:1 E 31 LINHAS/CM. DISPOSITIVO DE MAGNIFICAÇÃO: FATOR DE MAGNIFICAÇÃO MÍNIMA DE 1,8X. BIOMBO DE PROTEÇÃO: FABRICADO EM VIDRO PLUMBÍFERO, COM ESPESSURA DE CHUMBO EQUIVALENTE A NO MÍNIMO 0,5MM, COM NO MÍNIMO 189 CM DE ALTURA E 81 CM DE LARGURA. UMA PLACA DE COMPRESSÃO EM ACRÍLICO 18 X 24CM E UMA PLACA DE COMPRESSÃO EM ACRÍLICO 24 X 30CM.IDENTIFICADOR DE FILME ACOPLADO À MESA DE COMANDO.O EQUIPAMENTO DEVE SER PREPARADO PARA ACOPLAR: DISPOSITIVO DE ESTEREOTAXIA COM AQUISIÇÃO DIGITAL DE IMAGENS; SISTEMA DE BIÓPSIA A VÁCUO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS NO EQUIPAMENTO VENDIDO, INCLUSIVE DO TUBO DE RAIOS-X.			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	